

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania laktatorów, masażerów oraz przeznaczonych dla nich akcesoriów, znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z tych produktów zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzeń:

- Używaj laktatorów i masażerów wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz wskazówkami zawartymi w instrukcji obsługi.
- Nie podłączaj urządzenia do źródeł zasilania, które nie spełniają specyfikacji producenta.
- Unikaj zalania części elektrycznych urządzenia wodą – elementy te należy czyścić jedynie zgodnie z instrukcjami producenta.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Nie używaj laktatora ani masażera w przypadku widocznych uszkodzeń urządzenia, takich jak pęknięcia czy przecieki.
- Laktatorów i akcesoriów należy używać wyłącznie na czystej i zdrowej skórze. W przypadku podrażnień zaprzestań użytkowania i skonsultuj się z lekarzem.
- Przed każdym użyciem upewnij się, że wszystkie części (np. lejki, konektory) są czyste, suche i prawidłowo zmontowane.

Ryzyko związane z nieprawidłowym użytkowaniem:

- Pojemniki na mleko są przeznaczone wyłącznie do przechowywania pokarmu – nie używaj ich do podgrzewania ani zamrażania, chyba że producent wskazał taką możliwość.
 - Lejki i konektory należy regularnie sprawdzać pod kątem uszkodzeń i wymieniać w razie potrzeby, aby zachować bezpieczeństwo i skuteczność urządzenia.
-

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i użytkowanie:

- Przed pierwszym użyciem dokładnie umyj wszystkie elementy mające kontakt z mlekiem (lejki, konektory, pojemniki) zgodnie z zaleceniami producenta.
- Laktatory należy używać w higienicznych warunkach, zapewniając czystość zarówno urządzenia, jak i miejsca użytkowania.
- Masażery należy stosować wyłącznie na nieuszkodzoną skórę piersi, zgodnie z zaleceniami producenta.

Przechowywanie i czyszczenie:

- Po każdym użyciu dokładnie wyczyść wszystkie części mające kontakt z mlekiem, stosując się do wskazówek zawartych w instrukcji obsługi.
- Przechowuj urządzenia i akcesoria w suchym, czystym miejscu, z dala od wilgoci i wysokich temperatur.
- Pojemniki na mleko przechowuj w lodówce lub zamrażarce zgodnie z zaleceniami producenta.

Środki ostrożności przy pracy z elektrycznymi laktatorami:

- Upewnij się, że kable zasilające są w dobrym stanie technicznym przed każdym użyciem.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu źródeł wody lub w wilgotnym środowisku, aby zapobiec ryzyku porażenia prądem.

Dodatkowe środki ostrożności

- Serwis i konserwacja: W przypadku problemów technicznych skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym. Nie próbuj naprawiać urządzeń samodzielnie.
- Czyszczenie: Używaj wyłącznie delikatnych detergentów i ciepłej wody do czyszczenia akcesoriów. Nie stosuj ostrych środków chemicznych ani szorstkich gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię elementów.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące bezpieczeństwa użytkowania, higieny oraz materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

CZ

Upozornění a bezpečnostní informace

Veškeré informace týkající se používání odsávaček mateřského mléka, masážních přístrojů a příslušenství k nim určeného naleznete v příloženém návodu k použití. Před použitím těchto výrobků si přečtěte jeho obsah a dodržujte doporučení výrobce.

Před použitím si přečtěte také následující informace:

Upozornění pro použití

Nebezpečí poškození zařízení:

- Odsávačky mateřského mléka a masážní přístroje používejte pouze v souladu s jejich určením a podle pokynů uvedených v návodu k použití.
- Nepřipojujte přístroj ke zdrojům napájení, které neodpovídají specifikacím výrobce.
- Vyvarujte se zaplavení elektrických částí přístroje vodou - tyto součásti čistěte pouze v souladu s pokyny výrobce.

Riziko pro uživatele:

- Nepoužívejte odsávačku mateřského mléka nebo masážní přístroj, pokud je na něm viditelné poškození, například praskliny nebo netěsnosti.
- Odsávačku mateřského mléka a příslušenství používejte pouze na čistou a zdravou pokožku. V případě podráždění přestaňte používat a poraďte se s lékařem.
- Před každým použitím se ujistěte, že jsou všechny části (např. nálevky, konektory) čisté, suché a správně sestavené.

Rizika spojená s nesprávným používáním:

- Nádoby na mléko jsou určeny pouze ke skladování mateřského mléka - nepoužívejte je k ohřívání nebo zmrazování, pokud to není uvedeno výrobcem.
- Nálevky a konektory je třeba pravidelně kontrolovat, zda nejsou poškozené, a v případě potřeby je vyměnit, aby byl přístroj bezpečný a účinný.

Informace o správném používání

Příprava a použití:

- Před prvním použitím důkladně umyjte všechny součásti, které přicházejí do styku s mlékem (nálevky, konektory, nádoby), podle doporučení výrobce.

- Odsávačku mateřského mléka používejte za hygienických podmínek a dbejte na čistotu přístroje i místa použití.
- Masážní přístroje by se měly používat pouze na nepoškozenou pokožku prsu v souladu s doporučeními výrobce.

Skladování a čištění:

- Po každém použití důkladně vyčistěte všechny části, které přicházejí do styku s mlékem, podle pokynů v návodu k použití.
- Zařízení a příslušenství skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vlhkosti a vysokých teplot.
- Nádoby na mléko skladujte v chladničce nebo mrazničce podle doporučení výrobce.

Bezpečnostní opatření při práci s elektrickými odsávačkami mateřského mléka:

- Před každým použitím se ujistěte, že jsou napájecí kabely v pořádku.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti zdrojů vody nebo ve vlhkém prostředí, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem.

Další bezpečnostní opatření

- Servis a údržba: V případě technických problémů se obraťte na autorizované servisní středisko. Nepokoušejte se zařízení opravovat sami.
- Čištění: Čistěte zařízení: K čištění příslušenství používejte pouze jemné čisticí prostředky a teplou vodu. Nepoužívejte drsné chemikálie ani drsné houbičky, které by mohly poškodit povrch součástí.

Prohlášení o shodě

Výrobky byly navrženy v souladu s bezpečnostními požadavky nařízení (EU) 2023/988. Splňují požadavky na bezpečné používání, hygienu a materiály přicházející do styku s potravinami.

SK

Upozornenia a bezpečnostné informácie

Všetky informácie týkajúce sa používania odsávačiek mlieka, masážnych prístrojov a príslušenstva k nim určeného nájdete v priloženom návode na použitie. Pred použitím týchto výrobkov si prečítajte jeho obsah a dodržiavajte odporúčania výrobcu.

Pred použitím si prečítajte aj nasledujúce informácie:

Upozornenia pri používaní

Riziko poškodenia zariadenia:

- Odsávačky mlieka a masážne prístroje používajte len v súlade s ich určením a podľa pokynov uvedených v návode na použitie.
- Zariadenie nepripájajte k zdrojom napájania, ktoré nespĺňajú špecifikácie výrobcu.
- Vyhnite sa zaplavovaniu elektrických častí zariadenia vodou - tieto súčasti by sa mali čistiť len v súlade s pokynmi výrobcu.

Riziko pre používateľa:

- Nepoužívajte odsávačku mlieka ani masážny prístroj, ak je na zariadení viditeľné poškodenie, napríklad praskliny alebo netesnosti.
- Odsávačku mlieka a príslušenstvo používajte len na čistú a zdravú pokožku. V prípade podráždenia prestaňte používať a poraďte sa s lekárom.
- Pred každým použitím sa uistite, že všetky časti (napr. lieviky, konektory) sú čisté, suché a správne zostavené.

Riziká spojené s nesprávnym používaním:

- Nádoby na mlieko sú určené len na skladovanie materského mlieka - nepoužívajte ich na ohrievanie alebo zmrazovanie, pokiaľ to nie je uvedené výrobcom.
- Lieviky a konektory by sa mali pravidelne kontrolovať, či nie sú poškodené, a v prípade potreby vymeniť, aby zariadenie zostalo bezpečné a účinné.

Informácie o správnom používaní

Príprava a použitie:

- Pred prvým použitím dôkladne umyte všetky súčasti, ktoré prichádzajú do styku s mliekom (lieviky, konektory, nádoby) podľa odporúčaní výrobcu.
- Odsávačku mlieka používajte v hygienických podmienkach a dbajte na čistotu prístroja aj miesta používania.
- Masážne prístroje by sa mali používať len na nepoškodenú pokožku prsníkov v súlade s odporúčaniami výrobcu.

Skladovanie a čistenie:

- Po každom použití dôkladne vyčistite všetky časti, ktoré prichádzajú do kontaktu s mliekom, podľa pokynov v návode na použitie.
- Zariadenie a príslušenstvo skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vlhkosti a vysokých teplôt.
- Nádoby na mlieko skladujte v chladničke alebo mrazničke podľa odporúčaní výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia pri práci s elektrickými odsávačkami mlieka:

- Pred každým použitím sa uistite, že napájacie káble sú v dobrom stave.
- Zariadenie nepoužívajte v blízkosti vodných zdrojov alebo vo vlhkom prostredí, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom.

Ďalšie bezpečnostné opatrenia

- Servis a údržba: V prípade technických problémov sa obráťte na autorizované servisné stredisko. Nepokúšajte sa zariadenie opravovať sami.
- Čistenie: Na čistenie príslušenstva používajte len jemné čistiace prostriedky a teplú vodu. Nepoužívajte drsné chemikálie ani drsné špongie, ktoré by mohli poškodiť povrch komponentov.

Vyhlásenie o zhode

Výrobky boli navrhnuté v súlade s bezpečnostnými požiadavkami nariadenia (EÚ) 2023/988. Spĺňajú požiadavky na bezpečné používanie, hygienu a materiály prichádzajúce do styku s potravinami.